


ANALISIS GRANULOMETRICOS

MUESTRA: D63


UTM X: 639026

UTM Y: 3228228



TAMICES ASTM	Peso retenido (gramos)	% Retenido	% Que pasa
n°4	4,75 mm	20,75 (90 %C)	20,7%
n°10	2 mm	31,52 (75 %C)	52,3%
n°18	1 mm	24,34 (90 %C)	76,6%
n°25	0,71 mm	11,14 (100 %C)	87,8%
n°35	0,5 mm	5,87 (0 %C)	93,6%
n°60	0,25 mm	4,47 (0 %C)	98,1%
n°80	0,18 mm	0,88 (0 %C)	99,0%
n°120	0,125 mm	0,59 (0 %C)	99,6%
n°230	0,063 mm	0,29 (0 %C)	99,9%
Finos	<0,063 mm	0,15 (0 %C)	100,0%

% FINOS	0,60%
% CASCAJO	75,37%
D16	4,099
D50	1,030
D84	0,364
Media	1,831
σ	1,867
M. distribuc.	2,231



MODA ARENAS MUY GRUESAS

	D50	
Cantos y gravas	>2	mm
Arena muy gruesa	1-2	mm
Arena gruesa	0,5-1	mm
Arena media	0,25-0,5	mm
Arena fina	0,125-0,25	mm
Arena muy fina	0,062-0,125	mm
Fango	<0,062	mm