


ANALISIS GRANULOMETRICOS

MUESTRA: D271

UTM X: 651084


UTM Y: 3234770



TAMICES ASTM		Peso retenido (gramos)	% Retenido	% Que pasa
n°4	4,75 mm	0,73 (100 %C)	0,7%	99,3%
n°10	2 mm	1,76 (90 %C)	2,5%	97,5%
n°18	1 mm	23,94 (100 %C)	26,4%	73,6%
n°25	0,71 mm	30,38 (100 %C)	56,8%	43,2%
n°35	0,5 mm	23,72 (0 %C)	80,5%	19,5%
n°60	0,25 mm	18,23 (0 %C)	98,8%	1,2%
n°80	0,18 mm	0,51 (0 %C)	99,3%	0,7%
n°120	0,125 mm	0,29 (0 %C)	99,6%	0,4%
n°230	0,063 mm	0,22 (0 %C)	99,8%	0,2%
Finos	<0,063 mm	0,22 (0 %C)	100,0%	0,0%

% FINOS	0,51%
% CASCAJO	56,63%
D16	0,650
D50	0,520
D84	0,328
Media	0,499
σ	0,161
M. distribuc.	0,489

MODA ARENAS GRUESAS



	D50	
Cantos y gravas	>2	mm
Arena muy gruesa	1-2	mm
Arena gruesa	0,5-1	mm
Arena media	0,25-0,5	mm
Arena fina	0,125-0,25	mm
Arena muy fina	0,062-0,125	mm
Fango	<0,062	mm