


ANALISIS GRANULOMETRICOS

MUESTRA: D273


UTM X: 651500

UTM Y: 3235997



TAMICES ASTM	Peso retenido (gramos)	% Retenido	% Que pasa
n°4	4,75 mm	10,23 (100 %C)	10,2%
n°10	2 mm	17,94 (100 %C)	28,2%
n°18	1 mm	39,63 (100 %C)	67,8%
n°25	0,71 mm	14,77 (100 %C)	82,6%
n°35	0,5 mm	5,98 (0 %C)	88,5%
n°60	0,25 mm	5,55 (0 %C)	94,1%
n°80	0,18 mm	1,51 (0 %C)	95,6%
n°120	0,125 mm	1,73 (0 %C)	97,3%
n°230	0,063 mm	2,02 (0 %C)	99,4%
Finos	<0,063 mm	0,65 (0 %C)	100,0%

% FINOS	3,72%
% CASCAJO	82,56%
D16	0,612
D50	0,377
D84	0,129
Media	0,373
σ	0,242
M. distribuc.	0,370



MODA ARENAS MEDIAS

	D50	
Cantos y gravas	>2	mm
Arena muy gruesa	1-2	mm
Arena gruesa	0,5-1	mm
Arena media	0,25-0,5	mm
Arena fina	0,125-0,25	mm
Arena muy fina	0,062-0,125	mm
Fango	<0,062	mm