


ANALISIS GRANULOMETRICOS

MUESTRA: D66

UTM X: 639589


UTM Y: 3230403



TAMICES ASTM	Peso retenido (gramos)	% Retenido	% Que pasa
n°4	4,75 mm	11,32 (100 %C)	11,3%
n°10	2 mm	8,22 (100 %C)	19,5%
n°18	1 mm	26,94 (100 %C)	46,5%
n°25	0,71 mm	28,08 (100 %C)	74,6%
n°35	0,5 mm	16,76 (0 %C)	91,3%
n°60	0,25 mm	7,97 (0 %C)	99,3%
n°80	0,18 mm	0,32 (0 %C)	99,6%
n°120	0,125 mm	0,13 (0 %C)	99,7%
n°230	0,063 mm	0,13 (0 %C)	99,9%
Finos	<0,063 mm	0,13 (0 %C)	100,0%

% FINOS	0,50%
% CASCAJO	74,57%
D16	0,659
D50	0,551
D84	0,356
Media	0,522
σ	0,152
M. distribuc.	0,507

MODA ARENAS GRUESAS



	D50	
Cantos y gravas	>2	mm
Arena muy gruesa	1-2	mm
Arena gruesa	0,5-1	mm
Arena media	0,25-0,5	mm
Arena fina	0,125-0,25	mm
Arena muy fina	0,062-0,125	mm
Fango	<0,062	mm